


## Sujetador para pared 10G



Sistema de anclaje 10g diseñado para su instalación al interior de la ambulancia, compatible con las sillas de traslado Spencer 402.

### Características específicas

- Compacto y robusto
- Instalación rápida gracias a la necesidad de realizar solo 3 agujeros.
- Muy simple de usar
- No requiere componentes adicionales para el soporte de la silla

### Conforme a

EN 1789

### Datos Técnicos

Dimensiones montado en pared	650x320x120 mm
Materiales	Al, Nylon, Acero
Peso	1,65 kg

DM de clase I de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

SUJETADOR PARA PARED  
CERTIFICADO 10G PARA SILLA 402

ST42703E

Clasificación CND V9099

Identificación de registro 451763



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)