

Fissaggio a muro 10G



Sistema di fissaggio 10g da installarsi all'interno dei veicoli sanitari, compatibile con i modelli di sedie portantine Spencer 402.

Caratteristiche specifiche

Compatto e robusto
 Installazione rapida grazie alla necessità di eseguire 3 sole forature.
 Utilizzo estremamente semplice
 Non necessita di componenti aggiuntive per il supporto della sedia

Conforme a

EN 1789

Dati tecnici

Dimensioni fissato alla parete	650x320x120 mm
Materiali	Al, Nylon, Acciaio
Peso	1,65 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FISSAGGIO A MURO CERTIFICATO
 10G PER SEDIA 402
ST42703E



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	451763

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it