

Sujetador para pared 10G



Sistema de anclaje 10g diseñado para su instalación al interior de la ambulancia, compatible con las sillas de traslado Spencer 406 y 407.

Características específicas

- Compacto y robusto
- Instalación rápida gracias a la necesidad de realizar solo 3 agujeros.
- Muy simple de usar
- No requiere componentes adicionales para el soporte de la silla

Conforme a

EN 1789

Datos Técnicos

Dimensiones montado en pared	645x305x150 mm
Materiales	Al, Nylon, Acero
Peso	1,65 ± 0,1 kg

DM de clase I de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

SUJETADOR PARA PARED
CERTIFICADO 10G PARA SILLA
406/407

ST42705E

Clasificación CND



V9099

Rev.2 (09/08/2018)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it