

## Fissaggio a muro 10G



Sistema di fissaggio 10g da installarsi all'interno dei veicoli sanitari, compatibile con i modelli di sedie portantine Spencer 406 e 407.

### Caratteristiche specifiche

Compatto e robusto  
 Installazione rapida grazie alla necessità di eseguire 3 sole forature.  
 Utilizzo estremamente semplice  
 Non necessita di componenti aggiuntive per il supporto della sedia

### Conforme a

EN 1789

### Dati tecnici

Dimensioni fissato alla parete	645x305x150 mm
Materiali	Al, Nylon, Acciaio
Peso	1,65 ± 0,1 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

FISSAGGIO A MURO CERTIFICATO  
 10G PER SEDIA 406/407

ST42705E

Classificazione CND



V9099

Rev.2 (09/08/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)