

SENSOR LOCK

Sistema de fijación 10G para camillas



Sistema de fijación para camillas certificadas 10 g diseñadas para garantizar su anclaje seguro dentro de vehículos sanitarios. El dispositivo integra un innovador sistema de liberación electromecánico que, al interactuar con el sistema Sharp Sensor Lock de la camilla, permite su desbloqueo sin tener que actuar sobre el sistema de fijación.

Características específicas

La linealidad de la estructura evita el desorden innecesario cuando la camilla no está cargada en el vehículo

La camilla se desbloquea de forma semiautomática.

El dispositivo actúa simultáneamente en la parte delantera y trasera de la camilla y, gracias a la estructura de un solo cuerpo, permite que la instalación se lleve a cabo fácilmente sin tropezar con las dificultades de alinear la parte delantera y trasera del anclaje.

Equipado con sistemas avanzados de control de mantenimiento.

Mayor seguridad para operadores y pacientes gracias a las señales de información dedicadas a la señalización de camilla enganchada / no correctamente enganchada / no enganchada

Peso reducido al mínimo gracias a la búsqueda de materiales de vanguardia y un cuidadoso estudio de las geometrías.

Datos técnicos

Medidas	1790x190x80 ± 5mm
Espesor central del perfil	30 mm
Materiales	Al , Nylon, PE, Acciaio

Comformidad

EN 1789

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

SISTEMA DE ANCLAJE 10G SENSOR LOCK

ST42706

Clasificación CND



V9099

Rev.0 (17/04/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it