

HUX

Systeme d'ancrage pour brancards



Systeme permettant d'assurer une fixation du brancard à l'intérieur des véhicules sanitaires.

Caractéristiques spécifiques

La linéarité de la structure évite des encombrements inutiles lors que le brancard n'est pas présent dans le véhicule

Le système de déverrouillage du brancard agit très simplement sur le petit crochet postérieur

Le dispositif agit en même temps sur la partie antérieure et postérieure du brancard et, grâce à sa structure unique, permet d'effectuer l'installation de manière très simple et sans aucune difficulté d'alignement entre la partie antérieure et la partie postérieure du système de fixation.

Poids réduit au minimum grâce à la recherche de matériaux à l'avant-garde et d'une attentive étude des géométries

L'accouplement de la fixation postérieure, simplifie l'installation grâce à la facilité de réglage

Données techniques

Dimensions	1625x190x80 ± 20mm
Épaisseur du profil	30 mm
Matériaux	Aluminium , Nylon, PE, Acier
Poids	5,6 ± 0,2 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

HUX SYSTEME D'ANCORAGE
INTREGRALE

ST42712

Classification CND



V9099

Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – d'autres révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it