

MATERASSO PER CROSS CHAIR



Matelas de rechange pour brancard Cross Chair convertible en chaise

Caractéristiques spécifiques

Tissu en PVC de simple nettoyage
Sangles de fixation dédiées pour brancard Cross Chair
Rembourrage étudié pour améliorer le support lombaire

Données techniques

Dimensions	1720 x 470 x 55 ± 10 mm
Poids	2,2 ± 0,2 kg

MATELAS POUR CROSS-CHAIR
ST43014C

Rev.0 (25/11/2015)

COPIE NON CONTROLÉE – futures révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it