

## SPENCER 506

### Barellino con manici telescopici



Le barelle da campo Spencer 506 della serie Ella sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, da utilizzarsi in condizioni di soccorso da campo. Le gambe pieghevoli e bloccabili, permettono di eseguire i trasferimenti sia tramite ruote di cui sono dotate le gambe, sia tramite sollevamento quando queste sono bloccate in posizione chiusa. Lo stazionamento è consentito con il solo barellino oppure con carrello con gambe chiuse.

#### Caratteristiche specifiche

Telaio in alluminio robusto e leggero  
 Le ruote di cui è dotato, agevolano gli spostamenti nella zona di recupero  
 Schienale regolabile  
 Posizioni antishock Trendelenburg  
 L'utilizzo congiunto con il carrello dedicato ne aumenta la versatilità, oltre alla facilità e sicurezza nel trasporto  
 L'aggancio al carrello non necessita di dispositivi aggiuntivi  
 Le sponde reclinabili Safe Bar aumentano la sicurezza del paziente

#### Accessori di serie

STX 526 Cintura con gancio in metallo 2 pz. arancio con rifrangente

#### Accessori opzionali

ST70000A	QMX 777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
ST10602C	510 Self carrello autocaricante silver roll on/off per 506 S/TF

#### Dati tecnici

Lunghezza con manici chiusi	1930 ± 10 mm
Lunghezza con manici aperti	2340 ± 10 mm
Larghezza	570 ± 10 mm
Ruote	∅ 100 mm
Dimensione spondine	680 x 200 mm
Materiali	Al, PE, acciaio
Peso	22 ± 1 kg
Portata	170 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

506 S SILVER BARELLA CON  
 MANICI TELESCOPICI  
 ST60505A



Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	165270

Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)