

QMX777

Matelas Anatomique



Matelas destiné à être utilisé avec des brancards et des civière, afin d'accroître le confort du patient en absorbant contraintes auxquelles il peut être soumis pendant les phases de transfert.

Caractéristiques Spécifiques

Surface lisse et facile à nettoyer

Système de fixation sur brancard par sangle scratch

La forme, les divisions internes et le matériau de remplissage permettent une excellente adaptation au corps du patient

Compatible avec les Plan de couchage de type S et T

Données techniques

Dimension	1770x430 ± 10 mm
Épaisseur de la partie centrale	50 mm
Épaisseur Maximum	90 mm
Matériaux	PU exp, PVC,
Poids	2,3 ± 0,1 kg

Accessoires

DR60851K | DRX 850 lot de 100 pièces - DRAP EN TNT

Class I MD. selon Dir. 93/42/CEE

QMX 777 MATELS ANATOMIC
NOIR EN PVC

ST70000A

CND Classification V9099

Numero de registration 93126



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it