

QMX777

Materasso anatomico



Materasso destinato all'utilizzo con barelle e barellini, al fine di aumentare il comfort del paziente assorbendo le sollecitazioni alle quali può essere soggetto durante le fasi di trasferimento.

Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile

Nastri con elementi strap per il fissaggio al pianale della barella

Le sagomature, le divisioni interne e il materiale utilizzato per il riempimento, permettono un eccellente adattamento al corpo del paziente

Compatibile con pianali di tipo S e T

Dati tecnici

Dimensioni	1770x430 ± 10 mm
Spessore parte centrale	50 mm
Spessore massimo	90 mm
Materiali	PU esp, PVC,
Peso	2,3 ± 0,1 kg

Accessori

DR60851K	DRX 850 - LENZUOLO TNT MONOUSO VERDE CONF.100 PZ.
----------	---

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

QMX 777 MATERASSO
TERMOSALD. ANAT. PVC NERO
ST70000A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	93126

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it