

QMX777

Materac anatomiczny



Materac przeznaczony do użytku z noszami, w celu podniesienia komfortu pacjenta poprzez absorbowanie wstrząsów powstających w trakcie transportu.

Cechy charakterystyczne

Gładka, łatwa w czyszczeniu powierzchnia
 Taśma do mocowania materaca do noszy
 Kształt, podział i wypełnienie pozwalające na idealne dopasowanie do ciała pacjenta.
 Kompatybilny z deskami typu S i T

Dane techniczne

Wymiary	1770x430 ± 10 mm
Grubość części środkowej	50 mm
Grubość maksymalna	90 mm
Materiały	PU exp, PVC,
Waga	2,3 ± 0,1 kg

Akcesoria

DR60851K	DRX 850 prześcieradło TNT, opakowanie 100 szt.
----------	--

Klasa I Urz. Med. zgodnie zDir. 93/42/CEE

QMX 777 BLACK ANATOMIC
 MATTRESS IN PVC
ST70000A



Klasyfikacja CND	V9099
Numer rejestracji	93126

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it