

## STX 702

Cinturón de dos piezas de metal



Los cinturones de sujeción STX 702 son equipos de seguridad que se utilizan para obtener un grado de sujeción que permita transportar al paciente en condiciones seguras si se emplean de acuerdo con el producto que se está utilizando.


### Características específicas

Hebilla de metal para asegurar la máxima seguridad  
 Inserción reflectante en la tela para proporcionar una mayor visibilidad  
 Usado para camillas automáticas y nido

### Datos técnicos <sup>1</sup>

	Min (mm)	Max (mm)
Longitud L	600	1600
Ancho de la cinta	50 mm	
Materiales	Nylon, acero cromado, plástico	
Peso par de cintas	460 g	
Tipo de cinturón	2 piezas	
Gancho	Metal	

<sup>1</sup> Las longitudes indicadas se refieren al límite de medición de la correa. La longitud puede variar dependiendo del dispositivo y el nodo realizado para fijar la correa al marco de la camilla.



DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

STX 702 CINTURÓN REFLEX DE DOS  
 PIEZAS, NEGRO, G/METAL



ST70002A

Clasificación CND

V9099

ID de registro

96045

Rev.0 (08/01/2021)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)