

STX 702

Ceinture boucle métal



Les ceintures de sécurité STX 702 sont des aides à utiliser pour obtenir un degré de sécurité permettant le transport du patient dans des conditions de sécurité si utilisées conformément au produit utilisé.


Caractéristiques spécifiques

- Boucle à décrochage rapide en métal pour une sécurité maximale
- Inserts retro réfléchissants pour une meilleure visibilité
- Compatibles avec chariots brancards et civières de sauvetage

Données techniques¹

	Min (mm)	Max (mm)
Longueur L	600	1600
Largeur	50 mm	
Matériaux	Nylon, acier chromé, plastique	
Poids des deux sangles	460 g	
Type de ceinture	2 pièces	
Crochet	Métal	

¹ Les longueurs mentionnées considèrent les extrémités de la ceinture. La longueur utile peut changer en fonction du dispositif et par rapporta au nœud utilisé pour fixer la ceinture sur le châssis du brancard.



DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

STX 702 CEINTURE REFLEX À DEUX
ÉLÉMENTS AVEC BOUCLE EN
MÉTAL



ST70002A

Classification CND

V9099

Identifiant d'enregistrement

96045

Rev.0 (08/01/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it