

STX 702

Cintura due pezzi metallo



Le cinture di trattenuta STX 702 sono ausili da utilizzarsi per ottenere un grado di ritenuta tale da consentire il trasporto del paziente in condizioni di sicurezza se impiegate conformemente al prodotto in uso.


Caratteristiche specifiche

Gancio in metallo per garantire massima sicurezza
 Inserto rifrangente nella trama del tessuto per offrire maggior visibilità
 Adatte per barelle autocaricanti e basket

Dati tecnici ¹

	Min (mm)	Max (mm)
Lunghezza L	600	1600
Larghezza nastro		50 mm
Materiali	Nylon, acciaio cromato, plastica	
Peso coppia cinture		460 g
Tipo cintura		2 pezzi
Gancio		Metallo

¹ Le lunghezze indicate sono riferite alla misura limite della cintura. La lunghezza utile può variare in funzione del dispositivo e del nodo fatto per fissare la cintura al telaio della barella.



DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

STX 702 - CINTURA 2PZ NERA

RIFRANGETE G/METALLO

ST70002A

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

96045

Rev.0 (08/01/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it