

## QMX777

### Materasso anatomico



Materasso destinato all'utilizzo con barelle e barellini, al fine di aumentare il comfort del paziente assorbendo le sollecitazioni alle quali può essere soggetto durante le fasi di trasferimento.

#### Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile  
 Nastri con elementi strap per il fissaggio al pianale della barella  
 Le sagomature, le divisioni interne e il materiale utilizzato per il riempimento, permettono un eccellente adattamento al corpo del paziente  
 Compatibile con pianali di tipo S e T

#### Dati tecnici

Dimensioni	1770x430 ± 10 mm
Spessore parte centrale	50 mm
Spessore massimo	90 mm
Materiali	PU esp, PVC,
Peso	2,3 ± 0,1 kg

#### Accessori

DR60851K	DRX 850 - LENZUOLO TNT MONOUSO VERDE CONF.100 PZ.
----------	---

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

QMX 777 MATERASSO  
 TERMOSALD. ANAT. PVC GIALLO  
**ST70005A**



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	93135

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)