

QMX 775

Materasso in PVC



Materasso destinato all'utilizzo con barelle e barellini, al fine di aumentare il comfort del paziente assorbendo le sollecitazioni alle quali può essere soggetto durante le fasi di trasferimento.

Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile
 Nastri con elementi strap per il fissaggio al pianale della barella
 Compatibile con pianali di tipo S e T

Dati tecnici

Dimensioni	1770x430 ± 10 mm
Spessore	50 mm
Materiali	PU exp, PVC,
Peso	1,85 ± 0,1 kg

Accessori

DR60851K	DRX 850 LENZUOLO TNT MONOUSO VERDE CONF.100 PZ
----------	--

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

QMX 775 MATERASSO
 TERMOSALDATO PVC NERO
ST70015A



Classificazione CND

V9099

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it