

QMX776

Matelas pour chariot brancard



Matelas pour utilisation sur chariot brancard pour améliorer le confort du patient permettant d'absorber les vibrations et les sollicitations durant les transport

Caractéristiques spécifiques

Surface lisse et de simple nettoyage
Système de fixation sur brancard par sangle scratch
S'adapte parfaitement au la forme du corps de patient et il est compatibles avec la position relève-buste et relève-jambes

Accessoires

DR60851K	DRX 850 – DRAP EN TNT USAGE UNIQUE EN LOT DE 100 PIECES
----------	--

Données techniques

Dimensions	1800X430X70 ± 10 mm
Matériau	PU expansé, PVC,
Poids	2,1 ± 0,1 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

QMX 776 MATELAS PVC NOIR
ST70018A



Classification CND	V9099
Identificatif d'enregistrement	93138

Rev.2 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it