

## PORTA STOCK

### Support pour brancards de catastrophe



Porta Stock est un soutien pour les civières, qui permet de maintenir la civière soulevée du sol, facilitant les petits déplacements et l'accès au patient par le médecin.

Disponible en version avec et sans roues, il est compatible avec les petits brancards de la série Stock et est également adapté aux petits brancards Spencer d'une largeur maximale de 575 mm et d'une longueur minimale (poignées exclues) de 1250 mm.

Le stationnement sans supervision n'est pas autorisé.

#### Caractéristiques spécifiques

Structure robuste et légère

Peu encombrant lorsqu'il est replié pour simplifier les opérations de stockage/transport

Réalisé pour les brancards de la Série Spencer Stock, il s'adapte ainsi à des brancards ayant une largeur maximale de 575 mm et une longueur minimale (excepté les poignées) de 1250 mm

#### Données techniques

Longueur ouverte	1325 ± 10 mm
Largeur	640 ± 10 mm
Hauteur ouverte	750 ± 10 mm
Encombrement replié	870 x 640 x 130 ± 10 mm
Poids	10 ± 0,5 kg
Capacité de charge	150 kg
Matériau châssis	Acier

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

PORTA STOCK AVEC ROUES POUR  
BRANCARDS DE CATASTROPHE

**ST70673C**

Classification CND



V0899

Numéro d'inscription

1241247

Rev.0 (03/08/2021)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)