

PORTA STOCK

Telaio di supporto per barellini d'emergenza



Porta Stock è un sostegno per barelle da campo, che permette di mantenere la barella sollevata dal suolo agevolando piccoli spostamenti e l'accesso al paziente da parte del medico.

Disponibile in versione con e senza ruote, è compatibile con i barellini della serie Stock ed è adatto anche a barellini Spencer con larghezza massima di 575 mm e lunghezza minima (maniglie escluse) di 1250 mm.

Non è ammesso lo stazionamento senza supervisione.

Caratteristiche specifiche

Telaio robusto e leggero

Spessore estremamente ridotto una volta ripiegato, rendendolo ideale per il soccorso da campo

Progettato per l'utilizzo con barellini Spencer della Serie Stock, può essere anche utilizzato con barellini Spencer con una larghezza massima di 575 mm e una lunghezza minima (manici esclusi) di 1250 mm

Dati tecnici

Lunghezza aperto	1325 ± 10 mm
Larghezza	640 ± 10 mm
Altezza aperto	750 ± 10 mm
Ingombro ripiegato	870 x 640 x 130 ± 10 mm
Peso	10 ± 0,5 kg
Portata	150 kg
Materiale telaio	Acciaio

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

PORTA STOCK S/RUOTE PER
BARELLE DA CAMPO

ST70673C

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 1241247



Rev.0 (03/08/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it