

## SUPPORTO 10G

Per Inject S



Supporto da installarsi all'interno di ambulanze per supportare le pompe infusione inject S.

### Caratteristiche specifiche

Struttura estremamente robusta  
Componenti ad elevato grip riducono le vibrazioni e il rumore  
Semplice da installare per mezzo di due fori  
10G in accordo alla EN 1789

### Dati tecnici

Dimensioni	185x110x205 ± 10mm
Peso	1,34 ± 0,1 kg
Materiali	Acciaio

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SUPPORTO 10G A PARETE PER  
POMPA INJECT  
SV04034D



Distribuito da Spencer Italia s.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)