


PRO VALVE

Válvula per RCP



Barrera protectora con válvula unidireccional dedicada a la respiración boca a boca durante las maniobras de RCP.

Características específicas

Desechable

Válvula unidireccional con boquilla, rodeada por una película protectora transparente

Detalles técnicos

Dimensiones 200x150x40 ± 5 mm

Materiales PVC

Peso 30 ± 5g

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

PRO VALVE – VÁLVULA
UNIDIRECCIONAL PARA RCP

TA07001C

Clasificación CND



V9099

ID de registro

148280

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it