

## PRO VALVE KEY 1

Valvola per RCP



Barriera protettiva con valvola unidirezionale dedicata al bocca a bocca durante le manovre RCP.

### Caratteristiche specifiche

Monouso

Valvola unidirezionale con boccaglio, circondata da una pellicola di protezione trasparente

Custodia portachiavi per avere il dispositivo sempre a disposizione

### Dati tecnici

Dimensioni valvola	200x150x40 ± 5 mm
Dimensioni custodia	80x80x40 ± 5 mm
Materiali	PVC/Nylon
Peso	50 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

PRO VALVE KEY 1 - PORTACH  
NYLON ARAN. C/PRO VALVE  
**TA07011C**



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	216504

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)