

PRO VALVE KEY 1

Portachiavi in nylon con Pro Valve



Portachiavi equipaggiato con Pro-Valve, una barriera protettiva con valvola unidirezionale dedicata al bocca a bocca durante le manovre RCP.

Caratteristiche specifiche

Monouso

Valvola unidirezionale con boccaglio, circondata da una pellicola di protezione trasparente

Portachiavi con chiusura zip

Dati tecnici

Dimensioni Pro Valve	200x150x40 ± 5 mm
Materiali	PVC/Nylon
Peso Valvola	30 ± 5g
Dimensioni portachiavi	80x70x40 ± 5 mm
Peso complessivo	55 g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

PRO VALVE KEY 1 - PORTACH
NYLON TURCHESE C/PRO
VAL

TA07001C

Classificazione CND



V9099

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it