

## FLEX MASK

Maschera bocca a bocca



Maschera facciale monouso con cuscino pregonfiato destinata all'utilizzo come barriera tra soccorritore e paziente durante le procedure CPR.

### Caratteristiche specifiche

Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente  
Ingresso con tappo per il collegamento ad una fonte ossigeno

**Latex Free**

### Dati tecnici

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Dimensioni | 122x95x100 ± 2 mm |
| Materiali  | PVC               |
| Peso       | 45 ± 5g           |

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

FLEX MASK - MASCHERA  
BOCCA A BOCCA  
UNIDIREZIONALE

**TA09010A**

**Classificazione CND** R0301019

**Identificativo registrazione** 148160



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)