

VALVOLA DI RICAMBIO PER FLEX MASK



Valvola di ricambio dedicata all'utilizzo con le maschere facciali Flex Mask.

Caratteristiche specifiche

Monouso

Unidirezionale

Da utilizzarsi con il filtro TA09040

Latex Free

Dati tecnici

Dimensioni	ø30x30 ± 2 mm
Materiali	PVC
Peso	4 ± 2g

FLEX MASK - VALVOLA

RICAMBIO

TA09030A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it