

FLEX MASK

Maschera bocca a bocca



Maschera facciale monouso con cuscino pregonfiato destinata all'utilizzo come barriera tra soccorritore e paziente durante le procedure CPR. In questa versione viene fornita completa di custodia, fazzoletti disinfettanti e guanti in lattice

Caratteristiche specifiche

- Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
- Ingresso con tappo per il collegamento ad una fonte ossigeno
- Astuccio in tessuto con chiusura a zip e nastro per il fissaggio alla cintura
- 2 fazzoletti disinfettanti e due guanti in lattice misura L (non mostrati nell'immagine)

Dati tecnici

Dimensioni maschera	122x95x100 ± 2 mm
Dimensioni astuccio	120x145x65 ± 5 mm
Materiali	PVC, Nylon, Lattice
Peso maschera	45 ± 5 g
Peso del kit	140 ± 10 g

DM ass. In accord alla Dir. 93/42/CEE

FLEX MASK - MASCH.C/BOX
TESS. 2 SALVIETTE 2 GUANTI
TA09037A



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it