

VALVOLA DI RICAMBIO PER FLEX MASK



Valvola di ricambio con filtro integrato dedicata all'utilizzo con le maschere facciali Flex Mask.

Caratteristiche specifiche

Monouso
Unidirezionale
Filtro antibatterico integrato
Latex Free

Dati tecnici

Dimensioni	ø30x40 ± 2 mm
Materiali	PVC
Peso	6 ± 2g

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

VALVOLA C/FILTRO
ANTIBAT.FLEX M
TA09044A



Classificazione CND	R0301019
Identificativo registrazione	433935

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it