

600

Borsa professionale



Borsa professionale dotata di vano semirigido con 3 comparti.

Caratteristiche specifiche

Facile da trasportare grazie alle maniglie e alla doppia tracolla che permette il trasporto della borsa anche come zaino

1 vano superiore con chiusura zip

Patta di chiusura superiore dotata di doppia fila di fasce elastiche per il fissaggio di articoli di piccole dimensioni

Vano semirigido nella parte inferiore, dotato di 3 comparti di cui uno adibito allo stoccaggio di una bombola

Tasca trasparente per inserire personalizzazioni o identificativi del contenuto della borsa

Sul lato superiore del vano, sono ricavate ulteriori fasce elastiche ed una tasca con chiusura strap

Dati tecnici

Dimensioni 490x250x240 ± 10mm

Materiali Nylon, PE, PVC

Peso 1300 ± 20g

600 BORSA BLU CON FONDO RIGIDO

ZB00600A

Rev.0 (23/11/2022)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it