


EXTRATANK

Cassone da recupero



Dispositivo per il recupero delle salme caratterizzato da estrema versatilità.

Caratteristiche specifiche

Telaio portante in alluminio con manici telescopici per rendere più sicure e semplici le operazioni di sollevamento

Ampie maniglie laterali permettono l'utilizzo da parte di più operatori, contribuendo a diminuire la fatica e a distribuire meglio i carichi.

Ruote di grande diametro, consentono un facile trasporto a terra.

Scocche in polietilene facilmente igienizzabile

Scocca superiore semplice da applicare e stabile durante il trasporto grazie alle fasce elastiche utilizzate per il fissaggio

Può contenere al suo interno la barella cucchiaio o la tavola da recupero

Dati tecnici

Lunghezza c/manici chiusi	2240 ± 10mm
Lunghezza c/manici estratti	2760 ± 10mm
Larghezza	640 ± 10mm
Altezza	510 ± 10mm
Materiali	PE/Al/Acciaio
Peso	25 ± 1 kg
Portata	220 kg

EXTRATANK CASSONE RECUPERO
IN POLIETILENE GRIGIO
ZC00201A

Rev.3 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it