

## Z7006

### Barellino con vasca



Barellino per il recupero e trasporto di salme da utilizzarsi da solo o con un carrello autocaricante Spencer.

#### Caratteristiche specifiche

Vasca a tenuta stagna e facilmente igienizzabile  
 Piano vasca inclinato per facilitare la raccolta di fluidi  
 Manici telescopici per maggior versatilità nel trasporto  
 Ruote per agevolare i piccoli spostamenti

#### Carrelli compatibili

ZROLLER  
 510

#### Dati tecnici

Lunghezza	2050 mm
Lunghezza con manici estratti	2400 mm
Lunghezza Vasca	1950 mm
Larghezza	550 mm
Profondità vasca	20 mm
Diametro ruote	100 mm
Capacità di carico	170 kg
Materiali	Acciaio inox, Al

Z7006 BAR SILVER C/MAN TELES  
 VASCA INOX RUOTE Ø100  
**ZS00814**

Rev.1 (04/12/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[mortuary.spencer.it](http://mortuary.spencer.it)