

## Z-CROSSOVER

### Barella autocaricante 10g



Barella autocaricante destinata alla movimentazione di salme, particolarmente adatta a limitare gli sforzi degli utilizzatori durante le procedure di carico sui veicoli.

#### Caratteristiche specifiche

Vasca a tenuta stagna in acciaio inox
Fondo della vasca inclinato per facilitare la raccolta di fluidi
Ruote di grande diametro per garantire elevata scorrevolezza anche con carichi pesanti
Freno di stazionamento sulle ruote posteriori
Sistema ad altezze variabili per agevolare gli spostamenti della salma
Sistema twist che consente di rendere pivotanti anche le ruote anteriori
Leve sblocco gambe con codice colore per un utilizzo più intuitivo
Certificata 10g se utilizzata con i sistemi di fissaggio S-MAX o R-MAX

#### Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max <small>(Obbligatorio per versioni 10G)</small>
ST42707B	Sistema di fiss. 10g S-Max <small>(Obbligatorio per vers.10G)</small>

#### Dati tecnici

Lunghezza	2020 ± 10mm
Larghezza	590 ± 10mm
Altezza media piano vasca	780 ± 10mm
Altezza media piano vasca con carrello abbassato	270 ± 10mm
Altezza sottoruota carrello di carico	50 ± 1 cm
Diametro ruote	200 mm
Materiali	Al, Acciaio, PE, Nylon
Portata	250 kg
Peso	45 ± 1 kg

MOD.P021 Z-CROSSOVER BASSA  
10G C/VASCA SPECIALE  
**ZS00821A**

Rev.0 (23/08/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[mortuary.spencer.it](http://mortuary.spencer.it)