

Z9000

Carrello portasalme



Carrello per la movimentazione delle salme che si distingue per elevata stabilità e per la vasca integrata con canali collettori. Ideale per la movimentazione delle salme all'interno di strutture ospedaliere e obitori.

Caratteristiche specifiche

Vasca caratterizzata da bordo rialzato per impedire fuoriuscite indesiderate di fluidi e canali collettori per convogliarli verso il foro di scolo

4 ruote $\varnothing 200\text{mm}$ pivotanti con freno offrono la massima libertà di movimento in tutte le direzioni e permettono di movimentare il carrello con grande facilità

La conformazione del telaio conferisce elevata rigidità, migliorando allo stesso tempo la manovrabilità

Maniglie per la movimentazione disposte agli angoli aumentano la manovrabilità

Dati tecnici

Lunghezza	2020 \pm 10 mm
Larghezza	680 \pm 10 mm
Altezza	885 \pm 10 mm
Materiali	Acciaio, Alluminio, ABS
Peso	32 \pm 1 kg
Portata	150 kg

Z9000 CARR.PORTASALME
 PIANALE PLASTICA+RUOTE $\varnothing 200$
 ZS09000B

Rev.2 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it