

Z 754

Alzatesta in poliuretano



Sistema per sostenere la testa o gli arti durante le fasi autoptiche o di vestizione.

Caratteristiche specifiche
Materiale ad elevato attrito per garantire maggior stabilità
Facilmente igienizzabile
6 raggi differenti per la massima versatilità

Dati tecnici	
Dimensioni	167x125x110 mm
Peso	730 g
Materiale	PU

Z 754 - ALZATESTA IN

POLIURETANO

ZV00300B

Rev.1 (15/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

mortuary.spencer.it