

CARRELLO PER TERMOCULLA

CROMO TEC 10G



Carrello autocaricante con fermi regolabili per il fissaggio di dispositivi termoculla.

Dotato di ampio piano di appoggio, il carrello ha superato test di accelerazione a 10G in abbinamento al gancio R-MAX.

DATI TECNICI

Lunghezza	1970 mm
Larghezza	590 mm
Altezza appoggio termoculla con carrello aperto	870 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	600 mm
Ruote anteriori	Ø200 fisse
Ruote posteriori	Ø200 piroettanti con freno
Piano di appoggio	520x450 mm in acciaio

CA60023C

CARRELLO CROMO TEC ALTA
PER TERMOCULLA 10G

