

CARRO PARA TERMOCULLA

CROMO TEC 10G



Carro automático con bloqueo ajustable para la fijación de dispositivos termoculla. Equipado con una plataforma amplia, el carro ha pasado la prueba de 10G de aceleración junto con el gancho de R-MAX.

TECNICAS

Longitud	1970 mm	
Ancho	590 mm	
Altura soporte termoculla con carro abierto	870 mm	
Altura ruedas carro de carga	600 mm	
Ruedas delanteras	Ø200 fijas	
Ruedas traseras	Ø200 pivotante con freno	
Plano de apoyo	520x450 mm in acero	

CA60023C

CARRO CROMO TEC
ALTO PARA TERMOCULLA
10G



COPIA NO CONTROLADA – futuras revisiones serán disponibles al enlace <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (02/10/2014)

Para verificar la corrección de las informaciones aquí indicadas y puestas al día, contactar el despacho comercial de Spencer Italia: info@spencer.it