

Modifica strutturale e implementazione

M SERIES

Sacche interne



CB00406A



CB00402A



CB00403A



CB00405A



CB00404A

Le sacche interne per borse e zaini M Series, indicate anche per l'utilizzo come contenitori per diverse tipologie di materiale per l'emergenza e il primo soccorso, non verranno più dotate di maniglia/e di trasporto.

La modifica è stata effettuata al fine di ridurre il rischio che le sacche possano restare impigliate a cose o dispositivi per il soccorso durante gli interventi in emergenza, annullando così ogni conseguente pericolo per il paziente e gli operatori.

DATI TECNICI

Dimensioni (M1, M2, M4, M5) (mm)	300x190xh100
Dimensioni (M3) (mm)	300x190xh200
Peso (g) (M1, M2, M4, M5)	200
Peso (g) (M3)	550
Volume (M1, M2, M4, M5) (L)	6
Volume (M3) (L)	12
Materiale esterno	Nylon Ripstop
Materiale strutturale	PE
Materiale interno	Nylon taffetà
/Cordura	Si
Attacco dorsale Velcro®	Si
Chiusura con cerniera	Si
Tirazip	Si
Tasca trasparente esterna	Si
Scomparti / tasche interne (M1)	12
Scomparti / tasche interne (M2, M3)	7
Scomparti / tasche interne (M4)	3
Scomparti / tasche interne (M5)	6
Zaino dedicato	Mark, R-aid
Passanti (M2)	5
Passanti (M3)	100
M 1	CB00406A
M 2	CB00402A
M 3	CB00403A
M 4	CB00405A
M 5	CB00404A

La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 27/02/2012