

Modification structurelle

M SERIES

Pochettes



CB00406A



CB00402A



CB00403A



CB00405A



CB00404A

Les pochettes M Series pour valises et sacs à dos, pouvant ainsi être utilisées pour réaliser des kits d'intervention de premiers secours, ne seront plus équipées de poignée de transport.

Cette modification a été amenée pour éviter que ces pochettes puissent s'accrocher et donc rendre plus compliquées les opérations de secours, en limitant le danger pour le patient et les opérateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (M1, M2, M4, M5) (mm)	300x190xh100
Dimensions (M3) (mm)	300x190xh200
Poids (g) (M1, M2, M4, M5)	200
Poids (g) (M3)	550
Volume (M1, M2, M4, M5) (L)	6
Volume (M3) (L)	12
Matière extérieure	Nylon Ripstop
Matière structure	PE
Matière intérieure	Nylon taffetà/ Cordura
Cordura	Si
Système de fixation	Velcro®
Velcro®	Si
Fermeture à glissière	Si
Tirette de préhension	Si
Poche transparente extérieure	Si
Compartiments/poches internes (M1)	12
Compartiments/poches internes (M2, M3)	7
Compartiments/poches internes (M4)	3
Compartiments/poches internes (M5)	6
Sac à dos dédié	Mark, R-aid
Passants (M2)	5
Passants (M3)	100
M 1	CB00406A
M 2	CB00402A
M 3	CB00403A
M 4	CB00405A
M 5	CB00404A

La modification décrite est valable à partir du 27/02/2012