

Cambio estructural

M SERIES

Bolsas internas



CB00406A



CB00402A



CB00403A



CB00405A



CB00404A

Las bolsas internas para bolsas y mochilas M Series, usadas también como contenedores para diferentes tipos de material de emergencia y primeros auxilios, ya no estarán equipadas con asa de transporte.

El cambio se realizó a fin de reducir el riesgo de que las bolsas pueden ser atrapadas en cosas o dispositivos de socorro durante las intervenciones de emergencia, evitando de esta manera cada consecuente peligro para el paciente y los operadores.

DATOS TECNICOS

Medidas (M1, M2, M4, M5) (mm)	300x190xh100
Medidas (M3) (mm)	300x190xh200
Peso (g) (M1, M2, M4, M5)	200
Peso (g) (M3)	550
Volúmen (M1, M2, M4, M5) (L)	6
Volúmen (M3) (L)	12
Material externo	Nylon Ripstop
Material estructural	PE
Materiale interno Nylon tafetán /Cordura	Si
Enganche dorsal Velcro®	Si
Cierre con cremallera	Si
Jalador	Si
Bolsillo transparente externo	Si
Compartimientos / bolsos internos (M1)	12
Compartimientos / bolsos internos (M2, M3)	7
Compartimientos / bolsos internos (M4)	3
Compartimientos / bolsos internos (M5)	6
Mochila indicada	Mark, R-aid
Sujetadores (M2)	5
Sujetadores (M3)	100
M 1	CB00406A
M 2	CB00402A
M 3	CB00403A
M 4	CB00405A
M 5	CB00404A

El cambio descrito se considera válido a partir de 27/02/2012