

Modifica strutturale e implementazione

MARK

Zaino professionale di soccorso



La modifica riguarda l'intero zaino.

Si tratta di una notevole implementazione tecnica sul prodotto, che determina numerose migliorie rispetto alla precedente versione. Maggiore robustezza della struttura portante, maggiore comfort per le parti a contatto con l'operatore, maggiore usabilità per l'operatore nel percepire le funzionalità del prodotto.

Migliorie apportate:

- Struttura portante dello zaino integrata ai punti di presa
- Parte strutturale dello schienale in lega leggera
- Spallacci imbottiti
- Regolazione in altezza degli spallacci per permettere a ogni operatore di personalizzare lo zaino in base alle proprie esigenze di comfort
- Zona d'appoggio lombare imbottita
- Inserti rifrangenti ad alta visibilità
- Etichettatura di sicurezza per preservare l'utilizzatore e lo zaino

DATI TECNICI

Dimensioni	360 x 300 x h550 mm
Volume	59 L
Peso vuoto	3 kg
Portata	30 kg
Materiale esterno	Cordura
Materiale struttura	PE / Alluminio
Materiale maniglie	Poliestere
Rinforzo del fondo	TPU
Tasche esterne	3
Tasche interne	5 (trasparenti)
Fissaggio bombola	Si (massimo 2 L)
Sacche interne	Incluse nel modello CB00455A Accessori per il modello CB00450A
Fissaggio sacche	Strap
CB00450A	Mark giallo/nero senza sacche interne
CB00455A	Mark giallo/nero con sacche interne

La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 01/03/2013