

## Modification structurelle et amélioration

### MARK

## Sac à dos de premier secours pour professionnels



La modification concerne l'intérieur du sac à dos.

Il s'agit d'un important perfectionnement technique sur le produit, qui apporte de nombreuses améliorations par rapport au modèle précédent. Une majeure robustesse de la structure principale, un confort plus élevé pour les parties en contact avec l'opérateur, de nombreuses possibilités de configuration pour l'opérateur.

Améliorations amenées:

- Structure principale du sac à dos intégrée aux points de prise
- Partie structurelle de la partie dorsale en alliage léger
- Bretelles rembourrées
- Réglage en hauteur des bretelles pour permettre à tout type d'opérateur de personnaliser le sac à dos en fonction de sa corpulence et de ses exigences de confort
- Zone d'appui lombaire rembourrée
- Bandes rétro-réfléchissantes de haute visibilité
- Etiquetage de sécurité pour préserver l'utilisateur et le sac à dos

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	360 x 300 x h550 mm
Volume	59 L
Poids à vide	3 kg
Capacité de portage	30 kg
Matière extérieure	Cordura
Matière structure	PE / Aluminium
Matière poignées	Polyester
Renforts de la bâche	TPU
Pochettes extérieures	3
Pochettes intérieures	5 (transparentes)
Ancrage bouteille O <sub>2</sub>	Oui (Maxi 2 l)
Pochettes intérieures	Incluses sur le modèle réf. CB00455A
Fixation pochettes	Strap

CB00450A  
CB00455A

Mark jaune/noir sans pochettes  
Mark jaune/noir avec pochettes

La modification décrite est valable à partir du 01/03/2013