

Cambio estructural y aplicación

Mark

Mochila profesional de rescate



El cambio se refiere a la mochila completa.

Se trata de una notable implementación técnica en el producto, que determina numerosas mejoras de la versión anterior. Mayor resistencia de la estructura de soporte, mayor comodidad en las partes en contacto con el operador, mayor facilidad de uso para el usuario y mayor percepción de la funcionalidad del producto.

Mejoras:

- Asideros integrados a la estructura de la mochila.
- Parte estructural del respaldo de aleación ligera.
- Correas para hombros acolchadas.
- Regulación de la altura de las correas para hombros, para permitir que cada operador pueda personalizar la mochila en base a las propias exigencias y comfort.
- Zona de apoyo lumbar acolchada.
- Insertos reflectantes de alta visibilidad.
- Etiqueta de seguridad para proteger la mochila.

DATOS TECNICOS

Dimensiones	360 x 300 x h550 mm
Volumen	59 Litros
Peso (vacío)	3 kg
Capacidad de carga	30 kg
Materiales externos	Cordura
Materiales de la estructura	PE / Aluminio
Materiales manijas	Poliéster
Refuerzo del fondo	TPU
Bolsillos externos	3
Bolsillos internos	5 (transparentes)
Fijación botella	Si (máximo 2 L)
Bolsas internas	Incluidas en el modelo CB00455A Accesorio para el modelo CB00450A
Fijación bolsas internas	Strap

CB00450A	Mark amarillo/negro sin bolsas internas
CB00455A	Mark amarillo/negro con bolsas internas

El cambio descrito se considera válido a partir de 01/03/2013