


Modifica strutturale e implementazione

SERIE RESPONSE


Borse multiuso di soccorso



RESPONSE



FIRST RESPONSE



PRO RESPONSE

La modifica riguarda il numero di anelli in resina acetica per il fissaggio della tracolla e il numero di tracolle fornito con le borse.

Le borse della Serie Response, modelli Response, First Response e Pro Response verranno forniti completi di una sola tracolla in dotazione e due ganci per il fissaggio della stessa, uno su ciascun lato della borsa.

Su entrambi i lati della borsa sarà posizionato un solo gancio di fissaggio per la tracolla, questo consentirà di fissare la tracolla simmetricamente e trasportare la borsa in modo equilibrato.

DATI TECNICI

Dimensioni (mm):	465 x 270 x h270
Volume (L):	34
Peso (kg):	1,8
Materiale:	Oxford 840 D
Tracolla:	Si
N. maniglie:	1
Doppio fondo rigido:	Si
Rinforzo del fondo:	Si
Insero rifrangente:	Si
Fissaggio bombola:	Si
Materiale interno:	Termostampato in plastica

Modalità personalizzazione

Superficie disponibile (mm):	100 x 50
Parte personalizzabile:	Patta in alto

Response arancio	CB07010A
Response rossa	CB07011A
Response blu	CB07012A
First Response rossa	CB07014A
Pro Response	CB07021A

La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 15/09/2011