

Modification structurelle

SERIE RESPONSE

Valises de secours multifonction



RESPONSE



FIRST RESPONSE



PRO RESPONSE

La modification concerne le nombre d'anneaux en résine acétylique pour la fixation de la bandoulière et le nombre de bandoulières fournies avec les valises.

Les valises de la Série Response, modèles Response, First Response et Pro Response seront donc fournis complets d'une seule bandoulière et deux anneaux de fixation, chacun de chaque côté de la valise.

Sur les deux cotés de la valise sera donc présent un seul anneau de fixation pour la bandoulière et ceci permettra de fixer la bandoulière de manière symétrique et de transporter le valise de façon équilibrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm):	465 x 270 x h270
Volume (L):	34
Poids (kg):	1,8
Matériaux:	Oxford 840 D
Bandoulière:	Si
No. poignées:	1
Double fond rigide:	Si
Fond côté sol renforcé:	Si
Bandes rétro-réfléchissantes:	Si
Fixation bouteille à oxygène:	Si
Matériaux intérieure:	Thermo-moulé en plastique

Type de marquage

Surface disponible (mm):	100 x 50
Partie disponible pour le marquage: Poche supérieur	

Response orange	CB07010A
Response rouge	CB07011A
Response bleu	CB07012A
First Response rouge	CB07014A
Pro Response	CB07021A

La modification décrite est valable à partir du 15/09/2011