


## Cambio estructural SERIE RESPONSE

Bolsas de usos múltiples de rescate



**RESPONSE**



**FIRST RESPONSE**



**PRO RESPONSE**

El cambio en el número de anillos de resina de acetálica para la fijación de los tirantes de los hombros y el número de bolsas están disponibles.

Las bolsas de Serie Response, modelos Response, First Response y Pro Response, se suministrará con una sola correa de hombro y dos ganchos para asegurar lo mismo, uno a cada lado de la bolsa.

Por ambos lados de la bolsa se colocará sólo un gancho de fijación para correa, esto permitirá fijar la correa de forma simétrica y llevar la bolsa en forma equilibrada.

### DATOS TECNICOS

Medidas (mm)	465 x 270 x h270
Volúmen (L)	34
Peso (kg)	1,8
Material	Oxford 840 D
Bandolera	Si
N. asas	1
Doble fondo rígido	Si
Refuerzo del fondo	Si
Aplicación reflectante	Si
Fijación balón	Si
Material interno	Termoestampado en plástico

### Tipos de personalización

Superficie disponible (mm)	100 x 50
Parte personalizable	Solapa en alto

Response arancio	CB07010A
Response rossa	CB07011A
Response blu	CB07012A
First Response rossa	CB07014A
Pro Response	CB07021A

El cambio descrito se considera válido a partir de 15/09/2011