

Modification structurelle

COMMAND

Sac à dos pour oxygénothérapie



Les pochettes latérales, précédemment solidarisées à la structure principale du sac à dos à l'aide d'une fermeture éclair, maintenant sont entièrement unies au sac à dos dans une unique structure et donc elles ne sont plus amovibles. Cette modification a été effectuée pour améliorer la stabilité du sac à dos durant les phases des secours, en éliminant de cette façon tout risque d'ouverture accidentelle des fermetures éclairées en phase d'utilisation du dispositif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	415 x 260 x h520
Volume (L)	55
Poids (kg)	4
Disponible en version 10 G	Oui
Poids version 10 G (kg)	9
Matériaux extérieure	Cordura 1000 D
Disponible en Matériaux Spentex®	Oui
Matériaux de la structure	Aluminium
Matière intérieure	Polyester
Matière poignées	Reinforced webbing
Poignée renforcée	Oui
Epaulières rembourrées ergonomiques	Oui
Fixation bouteille à oxygène de L	2
Tirette de préhension	Oui
Bandes rétro-réfléchissantes	Oui
Couleur	Rouge
Type de marquage	
Surface disponible (mm)	100 x 20

Command CB90000C
Command 10 G CB90010B

La modification décrite est valable à partir du 11/12/2012