

## CROSS CHAIR

Barellino/Sedia

*Modifica per aggiunta ruote anteriori e Trendelenburg*



Cross Chair è un dispositivo che adotta soluzioni innovative per il trasporto dei pazienti utilizzabile per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Il dispositivo può essere utilizzato in configurazione sedia o barella, adattandosi ai più ampi scenari di soccorso. Per offrire ulteriore versatilità e sicurezza, è disponibile un carrello dedicato per permetterne l'uso su mezzi sanitari e facilitare il trasporto.

### Modifiche apportate

*Aggiunto sistema TRENDELENBURG utilizzabile quando il dispositivo è in modalità barellino*

*Aggiunte ruote anteriori con freno del rotolamento e dell'asse per la movimentazione in posizione sedia*

### Caratteristiche specifiche

Cambio configurazione in 2 secondi  
 Materasso in PVC a 4 segmenti sfoderabile  
 Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile  
 Schienale regolabile su 5 posizioni  
 Manici telescopici  
 Maniglie posteriori autoposizionanti  
 Predisposta per l'utilizzo con Carrello Cross Chair  
 Leggera e robusta  
 Le sponde reclinabili Safe bar contengono il paziente anche in configurazione sedia  
 Ruote  $\varnothing 150$  mm per migliorare la scorrevolezza  
 Posizione antishock Trendelenburg  
 Ruote anteriori  $\varnothing 75$  mm pivotanti con freno del rotolamento e dell'asse per agevolare il trasporto in posizione sedia

### Accessori di serie

ST70002A	Cintura 2 pz metallo reflex nera
ST43014	Materasso Cross Chair

### Accessori Opzionali

IF01043B	Portaflebo TRACK 4
CR00081	Carrello Cross Chair
ST00497B	DNA Strap con arrot.integrato
ST00498B	DNA Strap torac. con arrot.integrato
ST00499B	STX499 – Cintura toracica <small>Obblig.per vers. 10G</small>
CB09028C	Supporto fiss. tanker per Safe Bar

### Dati tecnici <sup>1</sup>

Altezza <sup>(MS)</sup>	1430 mm
Larghezza <sup>(MS/MB)</sup>	600 mm
Profondità con manici e maniglie chiuse <sup>(MS)</sup>	1000 mm
Profondità con manici e maniglie aperti <sup>(MS)</sup>	1365 mm
Lunghezza con manici chiusi <sup>(MB)</sup>	1970 mm
Lunghezza con manici aperti <sup>(MB)</sup>	2235 mm
Dimensione sponde	600x200 mm
Peso	29,5 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

<sup>1</sup>MS: Modo sedia – MB: Modo Barella

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSS CHAIR BARELLINO/SEDIA  
 P/GIALLO  
 CR00080C

Classificazione CND



V0899

Rev.0 (04/11/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[www.spencer.it](http://www.spencer.it)