

END-T

Mesa para camilla Enduro, Cross y Carrera



Ligera, resistente e imputrescible; se instala rápidamente con un sistema especial y es útil para colocar temporalmente objetos personales o accesorios.

La mesa está equipada con un par de correas con el carrete más un par adicional (1) y de velcro para la fijación de otros instrumentos al plano de apoyo.

END-T se puede personalizar gracias a MARK UP, sistema que permite contener una placa en el interior y también está preparado para el montaje de un portacilindro Tanker da 2l (2) bajo el plan y un resellable IV (3).

Gracias a su estructura de aleación de aluminio END-T es conforme a la norma EN 1789 (10G).

1)EN90013C

2)CB09030C

3)EN90012C

TECNICAS

Capacidad de carga en ref. a EN 1789	15 kg
Capacidad de carga sin ref. a EN 1789	25 kg
Material de la estructura	Aluminio
Material plano de apoyo	Polietileno
Tamaño sup. appoyo	590 x 380 mm
Altura desde plano de la camilla sin colchón hasta el plano de apoyo	390 mm
Altura plegada	80 mm

EN90003C

END-T MESA
PARA CAMILLA
CERTIFICADO 10G



COPIA NO CONTROLADA – futuras revisiones serán disponibles al enlace <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (02/10/2014)

Para verificar la corrección de las informaciones aquí indicadas y puestas al día, contactar el despacho comercial de Spencer Italia: info@spencer.it