

Modification structurelle et perfectionnement

FIXO SPLINT

Attelles rigides



QC70050A



QC70020A



QC70010A



La modification concerne la forme et le matériau de toutes les tailles et détermine une amélioration considérable par rapport à la version précédente.

La forme revisitée garantit une plus grande robustesse du produit tandis que le PVC thermo-soudé et l'absence de coutures le rendent impénétrable aux liquides, tout en simplifiant la phase de nettoyage du produit et en réduisant le risque d'infections croisées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur faille XS	310 mm
Longueur faille S	510 mm
Longueur faille L	740 mm
Matériau extérieur	Nylon renforcé de PVC
Matériau intérieur	PU expansé et bouleau
Système de fermeture	Scratch
Température d'utilisation	De 0 à +40 °C
Température de stockage	De -15 à +60 °C

QC70010A	Fixo Splint taille XS
QC70020A	Fixo Splint taille S
QC70050A	Fixo Splint taille L
QC70090A	Fixo Splint Kit attelles tailles S et L
QC70091A	Fixo SplintKit attelles tailles XS, S et L

La modification décrite est valable à partir du 31/10/2013