

Cambios estructurales y aplicación

FIXO SPLINT

Férulas rígidas



QC70050A



QC70020A



QC70010A



Los bolsillos laterales, previamente unidos al cuerpo principal de la mochila con una cremallera, ahora se encuentran unidos completamente a la mochila en una única estructura y por lo tanto no son separables.

El cambio ha sido realizado con el fin de aumentar la estabilidad de la mochila durante las intervenciones en situaciones de emergencia, anulando de este modo cualquier riesgo de apertura accidental de las cremalleras durante el uso del dispositivo.

DATOS TECNICOS

Longitud med. XS	310 mm
Longitud med. S	510 mm
Longitud med. L	740 mm
Material exterior	Nylon recubierto de PVC
Material interno	PU expandido y madera de abedul
Sistema de cierre	Bandas autoadherentes
Temperatura de uso	De 0 a +40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -15 a +60 °C

QC70010A	Fixo Splint medida XS
QC70020A	Fixo Splint medida S
QC70050A	Fixo Splint medida L
QC70090A	Fixo Splint
	Kit férulas medidas S e L
QC70091A	Fixo Splint
	Kit férulas medidas XS, S e L

El cambio descrito se considera válido a partir de 31/10/2013