

Modifica strutturale e implementazione

FIXO SPLINT

Steccobende rigide



QC70050A



QC70020A



QC70010A



La modifica riguarda la forma e il materiale di tutte e tre le misure e determina un miglioramento notevole rispetto alla versione precedente.

La forma rivisitata garantisce una maggiore robustezza del prodotto mentre il PVC termosaldato e l'assenza di cuciture lo rendono impenetrabile dai liquidi, facilitando la fase di pulizia del prodotto e riducendo quindi il rischio di infezioni crociate.

DATI TECNICI

Lunghezza mis. XS	310 mm
Lunghezza mis. S	510 mm
Lunghezza mis. L	740 mm
Materiale esterno	Nylon spalmato in PVC
Materiale interno	PU espanso e legno di betulla
Sistema di chiusura	Strap
Temperatura di utilizzo	Da 0 a +40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -15 a +60 °C

QC70010A	Fixo Splint misura XS
QC70020A	Fixo Splint misura S
QC70050A	Fixo Splint misura L
QC70090A	Fixo Splint Kit steccobende misure S e L
QC70091A	Fixo Splint Kit steccobende misure XS, S e L



La modifica descritta è da considerarsi valida a partire dal 31/10/2013

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev. 0 (31/10/2013)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it